

背用クッションにより姿勢が安定し、
車いすでの時間をより快適にお過ごしいただけます。


背もたれ用メッシュクッション

- より安定した姿勢保持のために
- お使いいただく方に合わせて、裏面のパッドを入れたり外すことで、背をサポートできるようにクッションを調整できます。



価格 10,500円
(本体価格 10,000円)

- 表地・裏面にはメッシュ地、芯材には水分通過性のウレタンフォームを使用しておりますので、通気性・通水性に優れております。褥瘡の要因の一つであるムレを解消します。



TCM-10



【ポケット】小8ヶ所
ポケットの大きさが全て同じタイプ
・写真は全て裏側を見せています

TCM-11



【ポケット】
上部:小4ヶ所下部:大2ヶ所

TCM-12




【ポケット】
上部:大2ヶ所下部:小4ヶ所

TCM-13




【ポケット】大4ヶ所
ポケットの大きさが全て同じタイプ

- 背用クッションを使用しない時の体圧分散の様子



座はクッションを使用しているので、接触面積が広く、
圧分散されています。

- 背用クッションを使用した時の体圧分散の様子



背の接触面積が増え、座面は骨盤が起きて座骨結
節部の圧に変化がありました。

- 体圧分布測定装置(FSA)を用いて測定した、背もたれ用メッシュクッションを使用しない場合と使用した場合の体圧分散性の比較 ●