

手すりを取り付けられない部分をしっかりケア。

手すりがなくなる不安を解決しました。

歩行補助装置 すけ

手だ介くん

襖や扉の開口部、廊下の交差部に「手だ介くん」がサポートします。

おばあちゃんも
おじいちゃんもこれで
ひと安心。



- グリップの高さはご利用される方に合わせて調節することができます。
- グリップを動かすときの抵抗感（負荷）を調節することができます。
- 施設やリハビリ室での歩行訓練にも活用できます。




襖部分に取り付けられなかった手すりの代わりに、「手だ介くん」がサポート。安全に歩行ができます。

25,200円
(本体価格24,000円)

手すりからそのまま移動。
「手だ介くん」がサポートします。

歩行補助装置 すけ
手だ介くん

●手すりから「手だ介くん」のグリップに移りかえます。



●「手だ介くん」の機能と仕様



●スライダー

スライダー可動負荷（抵抗）を調節することができます。

●戻しハンドル

戻しハンドルを下に引っ張ると、反対側にあるグリップを手元に戻すことができます。

●グリップ

ベルトと合わせて、2色からお選びいただけます。（色はご購入時にご指定ください。）

- ・グリップの可動範囲1.8m（1間）が1ユニットになります。
- ・天井への取り付けには、別途アタッチメントが必要になります。（詳しくはお問い合わせください）

●本仕様、価格は予告なく変更することがあります。 ●カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

■お問い合わせ

 心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks®

タカノ株式会社 健康福祉部

■オフィス

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

TEL0265-85-3153 FAX0265-85-5177

<http://www.takano-hw.com>

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp