

にこにこクッション

介護保険
レンタル
対応商品



いつでも清潔で快適に。
そのまま丸洗いできる多面体クッション。




オススメ

- ・蒸れが気になる方
- ・除圧動作が自分で行える方
- ・硬めがお好みの方

タイプ S1


大腿部とお尻の位置を保持する
コンター形状で姿勢が安定します。



対象者 姿勢保持ができない方

タイプ S2


タイプ S1 の薄いタイプで姿勢を
保持します。



対象者 姿勢保持ができない方
(車いすの肘高調整が難しい方)

タイプ S3


座る面が平らなタイプ。ベッドなど
への移乗がスムーズです。



対象者 姿勢保持ができる方、
頻繁に移乗する方

タイプ S4


タイプ S3 よりも 2 cm 薄い平らなタイプ。
移乗がスムーズです。



対象者 姿勢保持ができる方、
頻繁に移乗する方
(車いすの肘高調整が難しい方)

背用

背もたれに置くタイプ。骨盤と背骨
を支えて良い姿勢を保ちます。



対象者 クッションを使用しているが
姿勢が崩れてしまう方