

医療機器の販売業の皆様へ。

Special Campaign

年度末特別キャンペーン

Doctor Assist Gear 立位手術 術者体位保持機器

SURGICAL BODY SUPPORT

サージカルボディサポート

長時間・複数回の
立位手術の手技安定に！

下肢にかかる
疲労・負担の軽減に！



キャンペーン実施期間

2016.1.1～3.31

SPECIAL PRICE

定価 1,200,000 円(税別)を

800,000 円(税別)

ぜひこの機会にご検討ください！

SURGICAL BODY SUPPORT

サージカルボディサポート

定価 1,200,000 円(税別)

サイズ (主要寸法) W640×D570×H980～1230mm

(サイドサポート内側寸法) 295～380mm (ベース部) W640×D480×H55mm

重量 44.0 kg 材質 ステンレス、スチール、アルミ、ポリプロピレン

電源 AC100V 50/60Hz 駆動電圧 24V DC EMC規格 JIS T 0601-1-2:2012 に適合

※本商品をご使用の際は約 1200X1800mm 程度の滅菌ドレープをご用意ください。

【共同開発研究】

信州大学医学部 脳神経外科

【研究協力】

信州メディカル産業振興会

無償デモ機のご用意もございますので、お気軽にお電話ください。



心を形にするテクノロジー、あります。

TAKANO HeartWorks. タカノ株式会社 タカノハートワークス

■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331 TEL0265-72-3157 FAX0265-72-3203

評価

加速度センサによる体位安定の確認 筋電計による誘発電位の測定

※被験者 17 名の顕微鏡フットペダルの模擬動作を一定時間繰り返し行い評価



SBS 無し




SBS 有り



加速度センサによる体位安定の確認 (協力：マイクロストーン(株))


SBS 無し

● 身体の動き・ブレが大きい。



SBS 有り


● 身体の動き・ブレが小さい。



筋電計による誘発電位の測定 (協力：キッセイコムテック(株))

SBS 無しの筋電位

SBS 有りの筋電位



● 誘発電位が低くなる→疲労の軽減

● 無償デモ機をご希望の方は、FAXでお申し込みください。

FAX 0265-72-3203

☐ SURGICAL BODY SUPPORT について連絡を希望します。

※ご希望の項目に☑を入れてください。

御施設名 / 御社名		ご担当者名	
ご住所 □□□-□□□□		都道府県	
TEL		FAX	
E メールアドレス		@	

● 弊社担当者よりご連絡を差し上げます。

● お電話でお問い合わせの方は…

TEL 0265-72-3157

● メールでお問い合わせの方は…

fukushi@takano-net.co.jp

☐ お問い合わせ



心を形にするテクノロジー、あります。

TAKANO HeartWorks. タカノ株式会社 タカノハートワークス

■ オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331 TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル 0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHS からご利用いただけます。)

http://www.takano-hw.com E-mail:fukushi@takano-net.co.jp

UD
FONT

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



再生紙を使用しております